




Escolha o estetoscópio certo para o ajudar a alcançar o seu melhor.

Os Estetoscópios 3M™ Littmann® estão equipados com auriculares ajustáveis com olivas de vedação suave. Os estetoscópios mecânicos Littmann Select são desenhados com tecnologia sintonizável para lhe oferecer a capacidade de ouvir diferentes sons de frequência, ajustando simplesmente a pressão aplicada ao auscultador. Obtenha o desempenho acústico, a alta qualidade e o conforto de que necessita com um estetoscópio Littmann.



	Estetoscópio Lightweight II S.E.	Estetoscópios Classic II Pediatric e Infant	Estetoscópio Master Classic II™	Estetoscópio de Monitorização Classic III™	Estetoscópio de Diagnóstico Cardiology IV™	Estetoscópio Master Cardiology™	Estetoscópio eletrónico Modelo 3200
	Ideal para a realização de medições da tensão arterial e avaliações físicas limitadas de pacientes.	Ferramentas clínicas resistentes e fiáveis, para avaliação física e monitorização dos seus pacientes, um longo turno após outro.			Proporciona uma sensibilidade acústica excecional para o ajudar a realizar auscultação de diagnóstico. Útil em ambientes críticos e difíceis.		Auscultação de alto desempenho. Ouça mais do que precisa com amplificação de 24x., redução do ruído ambiente e conectividade opcional.
Comprimento aproximado	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso aproximado	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Garantia	2 anos	3 anos	3 anos	5 anos	7 anos	7 anos	2 anos
Diafragma	Sintonizável	Não sintonizável (Flutuante)	Sintonizável	Sintonizável (2)	Sintonizável (2)	Sintonizável	Eletrónico
Diâmetro do Auscultador aproximado	Dois Lados 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dois Lados Pediátrico 3,4 cm 2,7 cm Pediátrico 2,8 cm 1,7 cm	Um lado 4,3 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Um lado 4,8 cm	Um lado 5,1 cm
Características	Auscultador em forma de lágrima Adequada aos medidores de pressão arterial	Concebido especialmente para pequenos doentes	Concebido para facilitar a aderência e a capacidade de manobra	Câmpula aberta convertível	Câmpula aberta convertível Tubo com lúmen duplo	Tubo com lúmen duplo Melhor resposta acústica na gama de estetoscópios mecânicos Littmann	Elimina 85% (em média) do ruído do ambiente Bluetooth® tecnologia sem fios Gravar e reproduzir



A capacidade de aprender, na palma da sua mão.

3M™ Littmann® Aplicação Learning Institute –
Grátis na compra de um estetoscópio 3M™ Littmann®!

Precisa de mais ajuda? Visite www.littmann.pt

3M Portugal, Lda
Edifício Office Oriente - Rua Mar da China nº 3 – Piso 3º A – Parque das Nações 1990-138 Lisboa
www.littmann.pt



Informações para Encomenda de Estetoscópios e Guia de Cores dos Tubos 3M™ Littmann®

Componentes
(Auscultador/Tubo
auricular/Haste)

Estetoscópio Lightweight II SE	Estetoscópio Classic II Infant	Estetoscópio Pediátrico Classic II	Estetoscópio Master Classic II™	Estetoscópio de Monitorização Classic III™	Estetoscópio de Diagnóstico Cardiology IV™	Estetoscópio Master Cardiology™	Estetoscópio Eletrónico Modelo 3200
--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---

Cor do tubo

Todos os acabamentos padrão	2450 Preto	2114 Preto	2113 Preto	2144L Preto	5620 Preto	5627 Bordô	6152 Preto	6156 Ameixa	2160 Preto	3200BK27 Preto
	2451 Bordô	2114R Vermelho	2113R Vermelho	2146 Bordô	5621 Cinzentas	5633 Rosa Pérola	6154 Azul-marinho	6158 Framboesa	2163 Bordô	3200BU Bordô
	2452 Azul-caraíbas	2124 Azul-caraíbas	2119 Azul-caraíbas	2147 Azul-marinho	5622 Azul-marinho	5831 Ameixa	6155 Verde Caçador		2164 Azul-marinho	3200NB Azul-marinho
	2454 Azul Céu		2122 Framboesa		5623 Azul-caraíbas	5832 Alfazema			2167 Ameixa	
	2456 Rosa Pérola				5630 Azul Céu	5835 Turquesa			2178 Azul-caraíbas	
						5839 Lima				
Completamente preto			2141 Preto	5803 Preto	5868 Bordô	6163 Preto	6168 Azul-marinho	2161 Preto		
Todos os acabamentos em latão								2175 Preto		
Todos os acabamentos em Cobre					5809 Chocolate					
Completamente Fumado					5811 Preto	5871 Framboesa	6162 Preto		2176 Preto	
					5812 Verde Azeitona Escuro		6166 Ameixa	6171 Turquesa	2182 Verde Azeitona Escuro	
Arco-Íris/Latão/Latão	2157 Framboesa	2153 Azul-caraíbas			5806 Framboesa	5807 Azul-caraíbas				
Latão/Fumado/Fumado							6164 Preto			
Arco-Íris/Preto/Preto					5870 Preto		6165 Preto			
Espelhado/Fumado/Fumado					5862 Framboesa	5863 Azul-marinho				
					5959 Azul Céu					
Espelhado/Padrão/Espelhado							6177 Preto	6170 Bordô		
Champanhe/Fumado/Fumado					5861 Preto	5864 Bordô	6179 Preto			
Champanhe/Preto/Champanhe							6176 Bordô	6190 Azul-caraíbas		
Arco-Íris de Alto Brilho/Preto/Preto							6242 Azul-marinho			
Arco-Íris de Alto Brilho/Fumado/Fumado							6240 Preto	6241 Framboesa		
SÉRIES DE HASTES COLORIDAS: (quadrado representa a cor da haste)										
Preto/Preto/Cor							6200 Preto	6203 Preto		
							6201 Preto			
Fumada de Alto Brilho/Preto/Cor							6202 Azul-marinho	6204 Preto		
							6232 Preto	6234 Azul-caraíbas		
Fumada de Alto Brilho/Fumado/Cor							6238 Cinzentas			
Arco-Íris/Preto/Cor							6205 Ameixa			
Champanhe/Champanhe/Cor							6206 Hunter			
Fumado/Fumado/Cor					5872 Turquesa	5875 Lima				
					5873 Cinzentas					
Espelhado/Fumado/Cor					5960 Ameixa	5962 Rosa Pérola				
					5874 Azul-caraíbas					

Componentes:
Auscultador/Tubo
auricular/Haste

Todos os acabamentos padrão




Preto



Acabamentos em latão




Acabamentos em Cobre



Fumado




Arco-Íris




Espelhado




Champanhe



Fumada de Alto Brilho



Arco-Íris de Alto Brilho



As cores apresentadas são aproximadas.

www.littmann.cu | Também disponível: Estetoscópio veterinário (1392)

3M, Littmann e o logótipo L Littmann, Classic III e Cardiology IV Master Classic II e Master Cardiology são marcas comerciais da 3M. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG. © 3M 2020. Todos os direitos reservados.