



## Escolha o estetoscópio certo para o ajudar a alcançar o seu melhor.

Os Estetoscópios 3M™ Littmann® estão equipados com auriculares ajustáveis com olivas de vedação suave. Os estetoscópios mecânicos Littmann Select são desenhados com tecnologia sintonizável para lhe oferecer a capacidade de ouvir diferentes sons de frequência, ajustando simplesmente a pressão aplicada ao auscultador. Obtenha o desempenho acústico, a alta qualidade e o conforto de que necessita com um estetoscópio Littmann.



	6	7-8		9-10		10+	
	Estetoscópio Lightweight II S.E.	Estetoscópios Classic II Pediatric e Infant	Estetoscópio Master Classic II™	Estetoscópio de Monitorização Classic III™	Estetoscópio de Diagnóstico Cardiology IV™	Estetoscópio Master Cardiology™	Estetoscópio CORE Digital
	Ideal para a realização de medições da tensão arterial e avaliações físicas limitadas de pacientes.	Ferramentas clínicas resistentes e fiáveis, para avaliação física e monitorização dos seus pacientes, um longo turno após outro.			Proporciona uma sensibilidade acústica excepcional para o ajudar a realizar auscultação de diagnóstico. Útil em ambientes críticos e difíceis.		Auscultação de alto desempenho. Ouvir mais com amplificação, cancelamento de ruído e conectividade.
<b>Comprimento aproximado</b>	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
<b>Peso aproximado</b>	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
<b>Garantia</b>	2 anos	3 anos	3 anos	5 anos	7 anos	7 anos	2 anos
<b>Diafragma</b>	Sintonizável	Não sintonizável (Flutuante)	Sintonizável	Sintonizável (2)	Sintonizável (2)	Sintonizável	Sintonizável (2)
<b>Diâmetro do Auscultador aproximado</b>	Dois Lados 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dois Lados Pediátrico 3,4 cm 2,7 cm Pediátrico 2,8 cm 1,7 cm	Um lado 4,3 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Um lado 4,8 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm
<b>Características</b>	Auscultador em forma de lágrima Adequada aos medidores de pressão arterial	Concebido especialmente para pequenos doentes	Concebido para facilitar a aderência e a capacidade de manobra	Câmpula aberta convertível	Câmpula aberta convertível Tubo com lúmen duplo	Tubo com lúmen duplo Melhor resposta acústica na gama de estetoscópios mecânicos Littmann	Amplificação de até 40x* Altere entre os modos de audição analógico e amplificado Ligue-se ao software Eko em um dispositivo inteligente** para capturar, armazenar e partilhar dados



**A capacidade de aprender, na palma da sua mão.**

3M™ Littmann® Aplicação Learning Institute –  
Grátis na compra de um estetoscópio 3M™ Littmann®!

**Precisa de mais ajuda? Visite [www.littmann.pt](http://www.littmann.pt)**

\*\*Em pico de frequência, vs. modo analógico. \*\*Não incluído

3M Portugal, Lda  
Edifício Office Oriente – Rua Mar da China nº 3 – Piso 3º A – Parque das Nações 1990-138 Lisboa  
[www.littmann.pt](http://www.littmann.pt)