

Medidores de Pressão Arterial

Nebulizadores

Termômetros & Terapia no alívio da dor

Balanças

Equipamentos Profissionais

Pulso

Braco



## M7 Intelli IT

O novo Omron M7 Intelli IT deteta fibrilhação auricular e efetua 3 medições consecutivas. Proporciona resultados precisos em qualquer posição em torno do braço\* e Tecnologia bluetooth: Omron Connect

Proporciona uma fácil visualização das medições do dispositivo, histórico e média de valores. Permite que seja mais fácil visualizar, guardar e partilhar os dados de saúde pessoal com outras aplicações, como a Apple Health

- Braçadeira Intelli Wrap\*\* - precisão 360° (22-42cm)
- Detecção de batimento cardíaco irregular
- 2 x 100 memórias + modo convidado
- Conectividade Bluetooth™ App OMRON connect (iPhone/Android™)
- Detecção de movimento corporal
- Indicador de correta colocação da braçadeira
- Clinicamente validado, incluindo diabéticos e grávidas
- Detecção de fibrilhação auricular (AFib)
- Modo de 3 medições automáticas



\*Bilo G et al. Hypertens Res 2017; 40(6): 573-580

\*\*Braçadeira semirígida M/L (22-42 cm) A tecnologia Intelli Wrap, aplicada à braçadeira, exclusiva da Omron, elimina a imprecisão causada pelo posicionamento incorreto da braçadeira, conhecido por ser uma importante causa de erro na medição da pressão arterial em casa. A tecnologia Intelli Wrap quase elimina o impacto da colocação incorreta da braçadeira na precisão dos resultados da medição. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial ainda mais simples.

CNP 6521674 | HEM-7361T-EBK