

**Mapa Comparativo indicativo (necessário verificar na descrição do instrumento)**

|  | <b>Evolv</b> | <b>Omron M7 Intelli IT</b> | <b>OMRON M4 Intelli IT</b> | <b>OMRON M3 CONFORT</b> | <b>OMRON M2</b> |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Comunica por Bluetooth™ com a app OMRON connect (iPhone/Android)                               | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   |                         |                 |
| Braçadeira é semi-rígida com as dimensões M e L (22-42 cm) - Dispõe da tecnologia Intelli Wrap | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | CM2 22-32 cm    |
| A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão                   | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| A tecnologia Intelli Wrap quase elimina o impacto da colocação incorrecta                      | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| Indica se a braçadeira está mal colocada   | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>        |
| Deteção de batimento cardíaco irregular  | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>        |
| Deteção de movimento corporal  | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| Tecnologia Intellisense  | <b>x</b>     | <b>x</b>                   |                            |                         |                 |
| Modo comparação de medições  |              | <b>x</b>                   |                            |                         |                 |
| Indicador de Tensão Arterial elevada   | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| Data e Hora  | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| Perfis de Utilizador   | <b>1</b>     | <b>2+1</b>                 | <b>2+1</b>                 | <b>2+1</b>              | <b>1</b>        |
| Memórias   | <b>100</b>   | <b>2x100</b>               | <b>2x60</b>                | <b>2x60</b>             | <b>1x30</b>     |
| Valor Médio das últimas 3 medições   |              | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                 |
| Valor médio das leituras matinais e noturnas   |              | <b>x</b>                   |                            |                         |                 |
| Deteta a fibrilhação auricular e efetua 3 medições consecutivas                                |              | <b>x</b>                   |                            |                         |                 |
| Modo de 3 medições automáticas   |              | <b>x</b>                   |                            |                         |                 |
| Clinicamente validado, incluindo diabéticos e grávidas   | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>        |